

# MMK Concentrado 1:9

## Revelador para placas positivas



---

### Utilización

Concentrado para las placas positivas analógicas  
Para todas las placas estándar positivas:  
Agfa, KPG, IBF, Ipagsa, Huaguang, Vela

---

### Características

- Concentrado muy fuerte - muy económico en usar
- Alta capacidad de amortiguación en el desarrollo de la máquina-tanto de servicio muy larga vida
- uso universal - para todo tipo placas analógicas positivas
- Regeneración económica con Regenerador R plus - más uniforme fuerza de revelador
- pequeños o muy bajos depósitos en la máquina reveladora

---

### Empaque

10 litros bidon, 10x1 litros botellas

---

### Aplicación

Mezclar 9 partes de agua con una parte de MMK Concentrado.  
También adecuado para la máquina de placas reveladoras.  
Para Regenerar: mezclar Regenerador R plus o MMK Concentrado 01:06 con agua  
Temperatura: 22 °C - 26 °C, comenzar con 24 °C  
Rendimiento de velocidad: 20-40 segundos, empezar por 25 segundos  
Regeneración: 15-30ml/m<sup>2</sup>, comenzar con 20 ml

---

### Datos técnicos

- Formulario: líquido
- Densidad: 1,45 g/cm<sup>3</sup>
- Color: transparente
- Olor: característico
- Valor pH: 13,7
- Caracterización: C (Corrosivo)

---

### Almacenamiento y conservabilidad

Almacenamiento: no bajo 6 °C, no sobre 40 °C  
Vida útil: 12 meses  
Mantenga el recipiente bien cerrado  
Proteger de la luz solar