

MMK listo para usar

Desarrollo de placas analógicas positivas



Utilización

Revelador positivo para placas analógicas - listo para usar
para todas las placas estándar positivas:
Agfa, KPG, IBF, Ipagsa, Huaguang, Vela

Características

- Alta capacidad de amortiguación en el desarrollo de la máquina-tanto de servicio muy larga vida
- uso universal - para todo tipo placas analógicas positivas
- Regeneración económica con Regenerador R plus - más uniforme fuerza de revelador
- pequeños o muy bajos depósitos en la máquina reveladora

Empaque

10/20 litros bidon, 200 litros barril

Aplicación

Probar las Placas con una configuración básica de la máquina reveladora:
Temperatura: 22 °C - 26 °C, comenzar con 24 °C
Rendimiento de velocidad: 20-40 segundos, empezar con 25 segundos
Regeneración: 20-40ml/m², comenzar con 30 ml

Datos técnicos

- Formulación: líquido
- Densidad: 1,07 g/cm³
- Color: claro
- Olor: característico
- Valor pH: 13,3
- Caracterización: Xi (Irritante)

Almacenamiento y conservabilidad

Almacenamiento: no bajo 6 °C, no sobre 40 °C
Vida útil: 12 meses
Mantenga el recipiente bien cerrado
Proteger de la luz solar